

Raptor ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用）- Q8N122

商品番号: CM0021515



前書き

ヒトRaptor（mTORC1構成因子）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで実証済み、ヒト・マウス・ラットと反応します。栄養感知・細胞増殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Raptor Rabbit pAb
備考/別名	KOG1; Mip1; Raptor
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57521
免疫原	ヒトRaptor（NP_065812.1）のアミノ酸888～1013番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N122
タンパク質分子量	149kDa
発送方法	保冷剤