

Wb、Elisa用Raptorラビポリクローナル抗体 - Q8N122

商品番号: CM0019609



前書き

ヒトRaptor（RPTOR）に対する高品質なラビポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのRaptorを認識します。mTORC1シグナル伝達およびオートファジーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Raptor Rabbit pAb
備考/別名	KOG1; Mip1; Raptor
種	ヒト
GeneID	57521
免疫原	ヒトRaptor（NP_065812.1）のアミノ酸888-1013に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N122
タンパク質分子量	149kDa
配送	アイスバッグ