

Rasgrp3 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Iv61

商品番号: CM0026375

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのRASGRP3ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのRASGRP3（RasおよびRap1に対するカルシウム/DAG調節型GEF）を認識します。シグナル伝達研究やアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RASGRP3 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	GRP3; RASGRP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25780
GeneID	25780
免疫原	組換えタンパク質：ヒトRASGRP3のアミノ酸540-689に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_056191.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q8Iv61
タンパク質重量	78kDa
配送	アイスバッグ