


フローサイトメトリー用 標識 ラット抗マウス Cd122 モノクローナル抗体 - P16297

商品番号: CM0011489



前書き

フローサイトメトリーで検証済みの標識ラットモノクローナル抗体で、マウスCD122 (IL-2R β) を標的とします。マウスモデルにおける免疫細胞プロファイリングおよびシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウス CD122 mAb
備考/別名	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3560
遺伝子ID (マウス)	I6185
免疫原	マウスCD122由来の合成ペプチド
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P16297
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ