

フローサイトメトリー用 標識 ラット抗マウスCd3 モノクローナル抗体 - P04235 / P22646

商品番号: CM0005688

前書き

マウスCD3デルタ鎖（P04235）およびイプシロン鎖（P22646）を標的とする標識ラットモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みで、マウス検体におけるT細胞の直接検出を可能にします。免疫表現型解析およびT細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	仕様
製品名	ラット抗マウスCD3 mAb
備考/別名	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
種	マウス
GeneID (ヒト)	916/915
GeneID	12500/12501
免疫原	マウスCD3由来の合成ペプチド。
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P04235/P22646
タンパク質分子量	19kDa/21kDa
発送	保冷バッグ