

フローサイトメトリー用 標識 ラット抗マウス Cd45R/B220 モノクローナル抗体 - P06800

商品番号: CM0009147

前書き

マウス CD45R/B220 (PTPRC, L-CA, Ly-5)
を標的とする
で標識されたラットモノクローナル抗体。フローサイ
トメトリー (FC)
で検証済みで、マウス白血球サブセットの免疫表現型
解析に適しています。診断および研究用途の信頼性の
高い原料です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウス CD45R/B220 mAb
備考/別名	B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4
種	マウス
ヒト遺伝子ID	5788
遺伝子ID	19264
免疫原	マウス CD45R/B220 の組換えタンパク質
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
発送条件	保冷剤（氷袋）