

フローサイトメトリー用ラット抗マウスCd45R/B220モノクローナル抗体 - P06800

商品番号: CM0011705

前書き

マウスCD45R/B220を標的とするラットモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーに適しています。造血細胞に発現する白血球共通抗原（L-CA）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウスCD45R/B220 mAb
備考／別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	5788
遺伝子ID	19264
免疫原	マウスCD45R/B220の組換えタンパク質
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130 kDa/140 kDa/144 kDa
輸送条件	アイスバッグ