

ラット抗マウス Cd45R/B220 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P06800 / P08575

商品番号: CM0006071

前書き

マウス CD45R/B220（PTPRC、L-CA、Ly-5、T200）に特異的な標識ラットモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。B細胞の免疫表現型解析および免疫細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウス CD45R/B220 mAb
備考／別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	5788
遺伝子ID	19264/5788
免疫原	合成ペプチド
由来	ラット
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800/P08575
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
輸送	保冷バッグ