

ラット抗マウス Cd45R/B220 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P06800

商品番号: CM0005424

前書き

フローサイトメトリー用に検証されたラット抗マウス CD45R/B220
モノクローナル抗体。受容体型チロシンタンパク質ホスファターゼC（PTPRC）を標的とし、T細胞活性化およびB細胞研究における重要な白血球マーカーです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウス CD45R/B220 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	19264/5788
免疫原	マウス CD45R/B220 の組換えタンパク質
ソース	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130 kDa/140 kDa/144 kDa
配送	アイスバッグ