

Fc用ラット抗マウスF4/80モノクローナル抗体 - Q61549

商品番号: CM0007982

前書き

フローサイトメトリー用にバリデーション済みの、マウスF4/80（EMR1）を標的とする高特異性結合ラットモノクローナル抗体。免疫学研究および診断アッセイ開発におけるマクロファージの同定や免疫細胞プロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウスF4/80 mAb
備考／別名	Emr1 ; Ly71 ; F4/80 ; Gpf480 ; TM7LN3 ; DD7A5-7 ; EGF-TM7 ; Adgre1
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	2015
遺伝子ID	13733
免疫原	マウスF4/80の組換えタンパク質
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61549
タンパク質分子量	102 kDa
輸送	保冷バッグ