

Rat Anti-Mouse F4/80 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q61549

商品番号: CM0012755

前書き

フローサイトメトリー検証済みラット抗マウスF4/80モノクローナル抗体；マウスマクロファージ糖タンパク質（102 kDa接着GPCR）と反応します。マウスモデルにおける免疫学的研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rat anti-Mouse F4/80 mAb
備考/別名	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
種	マウス
GeneID (ヒト)	2015
GeneID	13733
免疫原	マウスF4/80の組換えタンパク質。
供給源	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61549
タンパク質分子量	102kDa
配送	氷袋