

Rat Anti-Mouse F4/80 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q61549

商品番号: CM0005160

前書き

マクロファージ上の接着性GPCRであるマウスF4/80 (Adgre1) を標的とするラットモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。このコンジュゲートは、免疫学的研究における直接検出を容易にします。マウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rat anti-Mouse F4/80 mAb
備考/別名	Emr1, Ly71, F4/80, Gpf480, TM7LN3, DD7A5-7, EGF-TM7, Adgre1
種	マウス
GeneID (ヒト)	2015
GeneID	13733
免疫原	マウスF4/80組換えタンパク質
ソース	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61549
タンパク質分子量	102kDa
配送	アイスパック