

Rat Anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Monoclonal Antibody For Fc - P35461 / P0Cw02

商品番号: CM0011799

前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、マウスLy-6G/Ly-6C (Gr-1)を標的とする結合ラットモノクローナル抗体。マウスの骨髄および末梢血サンプルにおける顆粒球と単球の免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rat anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) mAb
備考/別名	Gr1; Gr-1; Ly-6G
種	マウス
GeneID (ヒト)	8600
GeneID	546644/17067
免疫原	マウスLy-6G/Ly-6C (Gr-1)の組換えタンパク質
供給源	ラット
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35461/P0CW02
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスパック