

ラット抗マウス Ly-6G/Ly-6C モノクローナル抗体（Fc用） - P35461 / P0CW02

商品番号: CM0011660

前書き

標識ラットモノクローナル抗体。マウスLy-6G/Ly-6C（Gr-1）を標的とし、フローサイトメトリーに使用。マウス検体中の顆粒球系および単球系細胞集団を検出。Ly-6GおよびLy-6C抗原の両方を認識。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rat anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C mAb
備考/別名	Gr1; Gr-1; Ly-6G
種	マウス
ヒト遺伝子ID	8600
遺伝子ID	546644/17067
免疫原	マウスLy-6G/Ly-6C（Gr-1）組換えタンパク質
由来	ラット
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35461/P0CW02
タンパク質分子量	14kDa
発送条件	保冷剤