

ラット抗マウス Ly6G モノクローナル抗体（Fc用） - P35461

商品番号: CM0012425

前書き

マウスの骨髄で発現するGPIアンカー型細胞膜タンパク質Ly6Gに対する標識ラットモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用途向けに設計されており、マウスサンプル中での信頼性の高い検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウス Ly6G mAb
備考／別名	Gr1; Gr-1; Ly-6G
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	80740
遺伝子ID	546644
免疫原	合成ペプチド マウスLy-6G由来の合成ペプチド。
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35461
輸送	保冷バッグ