

ラット抗マウス Ly6G モノクローナル抗体（Fc用） - P35461

商品番号: CM0010813

前書き

フローサイトメトリー（FC）用標識ラット抗マウスLy6Gモノクローナル抗体。マウスモデルにおけるフローサイトメトリー（FC）アプリケーションで検証済み。免疫学研究および顆粒球の同定に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウス Ly6G mAb
備考/別名	Gr1; Gr-1; Ly-6G
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	80740
遺伝子ID	546644
免疫原	合成ペプチド マウスLy-6G由来の合成ペプチド。
供給源	ラット
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35461
配送	氷袋