


ラット抗マウスMhcクラスII (I-A/I-E) Monoclonal Antibody For Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

商品番号: CM0011300



前書き

マウスMHCクラスII (I-A/I-E) を標的とするラットモノクローナル抗体。フローサイトメトリーに適しています。マウスH-2Eb、Ia4、および関連アレルを認識します。適応免疫および抗原提示に関する免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウスMHCクラスII (I-A/I-E) モノクローナル抗体
備考/別名	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb
種	マウス
GeneID (Mouse)	14969, 14961, 381091, 14960
免疫原	マウスMHCクラスII (I-A/I-E) の組換えタンパク質
ソース	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P18468, P06342, Q3U060, P14435
タンパク質分子量	~30kDa / ~32kDa / ~26kDa
配送	アイスバッグ