


フローサイトメトリー用 ラット抗マウスMhcクラスII (I-A/I-E)

モノクローナル抗体 - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

商品番号: CM0006157



前書き

フローサイトメトリー向けに、マウスMHCクラスII (I-A/I-E)

を標的とする結合ラットモノクローナル抗体です。複数の対立遺伝子を認識し、マウスと交差反応性を示し、FCアプリケーションでの検証が完了しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウスMHCクラスII (I-A/I-E) mAb
備考/別名	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
種	マウス
遺伝子ID	14969/14961/381091/14960
免疫原	マウスMHCクラスII (I-A/I-E) 組換えタンパク質
起源	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
タンパク質分子量	26kDa/30kDa/32kDa
発送方法	保冷剤