

Wb、Ihc-P、Elisa用 Rbmh/Hnrnp G ウサギモノクローナル抗体 - P38159

商品番号: CM0003243



前書き

ヒト RBMX/hnRNP G (SWISS P38159) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。選択的スプライシングと腫瘍抑制に関与する重要なRNA結合タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBMX/hnRNP G ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	RNMX; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMXP1; RBMXRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27316
GeneID	27316
免疫原	ヒト RBMX/hnRNP G (NP_002130.2) のアミノ酸292-391に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P38159
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷バッグ