


Rbmy1A1 ウサギ Pab - P0Djd3

商品番号: CM0019373



前書き

IF-P, IHC-

P、ELISAで検証済みのRBMY1A1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。56kDaの精巣特異的スプライシング因子RBMY1A1（SWISS: P0DJJD3）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBMY1A1 ウサギ pAb
備考/別名	RBM; RBM1; RBM2; RBMY; YRRM1; YRRM2; RBMY1C; RBMY1A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5940
遺伝子ID	5940
免疫原	ヒトRBMY1A1 (NP_005049.1) のアミノ酸90-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0DJJD3
タンパク質分子量	56kDa
配送	氷袋