


Rbx1 ウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - P62877

商品番号: CM0017939



前書き

ヒトRBX1 (ROC1)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みであり、マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期やDNA修復経路におけるユビキチンリガーゼ機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RBX1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ROC1; RNF75; BA554C12.1; RBX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9978
GeneID	9978
免疫原	合成ペプチド ヒトRBX1のアミノ酸1-100の配列に対応する合成ペプチド (NP_055063.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P62877
タンパク質重量	12kDa
配送	アイスバッグ