


Rchy1 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q96Pm5

商品番号: CM0003120



前書き

WBおよびELISA向けのRCHY1ウサギモノクローナル抗体で、ヒトRCHY1（Q96PM5）を標的とします。RCHY1はp53分解とリボソーム品質管理に関与するE3ユビキチンリガーゼです。癌研究やユビキチン化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	RCHY1 ウサギmAb
別名	ZCHY; ARNIP; CHIMP; PIRH2; RNF199; ZNF363; PRO1996; RCHY1
対象種	ヒト
遺伝子ID	25898 (ヒト)
免疫原	ヒトRCHY1（Q96PM5）のアミノ酸160～261番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96PM5
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	氷袋梱包