

Rec8 ウサギポリクローナル抗体（マウス） - Rec8

商品番号: CM0016701

前書き

マウス REC8 タンパク質（67 kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）および ELISA 用途で検証済みで、ラットとの交差反応性があります。組換え免疫原はアミノ酸 194～561 に相当します。減数分裂および染色体接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REC8 ウサギ pAb
備考／別名	mrec; Rec8L1; REC8
種	マウス
遺伝子 ID（ヒト）	9985
遺伝子 ID（マウス）	56739
免疫原	マウス REC8（NP_064386.2）のアミノ酸 194～561 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
タンパク質分子量	67 kDa
輸送	保冷バッグ