

Reg3G ウサギ Pab - マウス Reg3G

商品番号: CM0019969

前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルに対して特異性を有するマウスREG3G（REG-3-ガンマ）を標的とするポリクローナル抗体。組織修復および炎症性疾患研究におけるウェスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学、ELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REG3G ウサギ pAb
備考/別名	REG-3-ガンマ; reg III-ガンマ; REG3G
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	130120
遺伝子ID	19695
免疫原	マウスREG3G (NP_035390.1) のアミノ酸27-174に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
タンパク質分子量	19kDa
配送	保冷バッグ