

Rel Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q04864

商品番号: CM0017617

前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーション用のヒトREL（c-Rel）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、およびラットのサンプルと反応します。NF-kBシグナル伝達および免疫調節に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REL Rabbit pAb
備考/別名	C-Rel; IMD92; HIVEN86A; REL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5966
GeneID	5966
免疫原	ヒトREL（NP_002899.1）のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04864
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスバッグ