

Rela ウサギ Pab - Q04207

商品番号: CM0020650



前書き

RELA/p65 (NF-κB p65サブユニット) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性あり。炎症、免疫、がんシグナル伝達経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RELA ウサギ pAb
備考/別名	p65; p65 NFκB; p65 NF-kappa B; RELA
種	マウス
GeneID	19697
免疫原	マウスRELAのアミノ酸400-500に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_033071.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q04207
タンパク質分子量	60kDa
輸送	保冷バッグ