


Rev-Erb α /Nr1D1 ウサギポリクローナル抗体 - P20393

商品番号: CM0023846



前書き

ヒト、マウス、ラットを対象に、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みのRev-Erb α /NR1D1

ウサギポリクローナル抗体です。概日リズム、代謝、炎症経路の研究にご活用ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rev-Erb α /NR1D1 ウサギpAb
別名	EAR1; hRev; THR1; THR1L; ear-1; REVERBA; REVERBalpha; Rev-Erb α /NR1D1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9572
GeneID	9572
免疫原	ヒト Rev-Erb α /NR1D1 (NP_068370.1)のアミノ酸280～360番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20393
タンパク質分子量	67kDa
輸送方法	水袋