


Rfc2 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa対応） - P35250

商品番号: CM0026696



前書き

ヒトRFC2（複製因子Cサブユニット2）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトおよびマウスRFC2と交差反応します。DNA複製やPCNAローディングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RFC2 Rabbit pAb
備考／別名	RFC40; RFC2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5982
GeneID	5982
免疫原	ヒトRFC2（NP_852136.1）のアミノ酸38～297番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P35250
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤