

WbおよびElisa用 Rhof ウサギ Pab - Q9Hbh0

商品番号: CM0027150

前書き

ヒトRHOF  
(Rif)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。フィロポディア形成とアクチン細胞骨格ダイナミクスの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | RHOF ウサギ pAb                                         |
| 備考/別名      | RIF; ARHF; RHOF                                      |
| 種          | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 54509                                                |
| 遺伝子ID      | 54509                                                |
| 免疫原        | ヒトRHOF (NP_061907.2)のアミノ酸40-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                  |
| カテゴリ       | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                            |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                               |
| SWISS      | Q9HBH0                                               |
| タンパク質分子量   | 24kDa                                                |
| 輸送         | 氷袋                                                   |