

Rhou ウサギポリクローナル抗体 - Q7L0Q8

商品番号: CM0018900



前書き

RHOU Rabbit

pAbは、WBおよびELISAでの検証が完了したポリクローナル抗体です。ヒトRHOUを標的とし、マウスと交差反応性を示します。細胞遊走および細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RHOU ウサギポリクローナル抗体
別名	ARHU; G28K; WRCH1; hG28K; CDC42L1; RHOU
対象種	ヒト
ヒト遺伝子ID	58480
遺伝子ID	58480
免疫原	合成ペプチド ヒトRHOU (NP_067028.1) のアミノ酸40-100番領域内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	ウエスタンブロッティング(WB)、ELISA
交差反応性	マウス
SWISSプロットID	Q7L0Q8
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	氷袋