

Rig-I/Ddx58 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O95786

商品番号: CM0005358



前書き

ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済みのウサギ抗Rig-

I/DDX58モノクローナル抗体です。ウイルスRNAを認識する自然免疫受容体であるヒトおよびマウスRIG-Iを組換えタンパク質免疫原で検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rig-I/DDX58 ウサギmAb
別名	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23586
GeneID	23586
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95786
タンパク質分子量	107kDa
発送方法	氷袋梱包