

Ring1A ポリクローナル抗体（ウサギ） Wb、Ihc-P、Elisa用 - Q06587

商品番号: CM0022393

前書き

RING1A (RNF1, RING1)
に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISA用。ヒト、マウス、ラットで検証済み。ヒストンH2Aのモノユビキチン化と転写抑制に関与するE3ユビキチン-タンパク質リガーゼRING1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RING1A ウサギ pAb
備考/別名	RNF1; RING1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6015
遺伝子ID	6015
免疫原	ヒトRING1A A (NP_002922.2) のアミノ酸207-406に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06587
タンパク質分子量	42kDa
輸送	氷袋