

Ring1A ウサギMab Wb、Ihc-P、Elisa用 - Q06587

商品番号: CM0002294

前書き

ヒトRING1Aに対する高品質ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの検証済み。H2Aユビキチン化と転写抑制に関与するE3リガーゼを標的。エピゲノム研究やクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RING1A ウサギmAb
別名	RNFI; RING1A
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6015
遺伝子ID	6015
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q06587
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	保冷剤