

Rnf10 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N5U6

商品番号: CM0017769

前書き

ヒトRNF10に対するウサギポリクローナル抗体。組換え融合タンパク質（アミノ酸552-811）を用いて作製。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。リボソーム品質管理およびユビキチン化経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF10 ウサギ pAb
備考/別名	RIE2; RNF10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9921
GeneID	9921
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q8N5U6
タンパク質分子量	90kDa
発送	保冷バッグ