

Rnf138 ウサギポリクローナル抗体 - Rnf138

商品番号: CM0018692

前書き

RNF138を標的とするウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。ヒトとの交差反応性が確認されています。ユビキチン化およびタンパク質分解の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF138 Rabbit pAb
備考/別名	Trif; STRIN; Trif-d; 2410015A17Rik; 2810480D20Rik; RNF138
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	51444
遺伝子ID (マウス)	56515
免疫原	マウスRNF138 (Q9CQE0) のアミノ酸60-245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
タンパク質分子量	24kDa/28kDa
配送	氷袋