


Rnf20 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa対応 - Q5Vtr2

商品番号: CM0022957



前書き

ヒトRNF20（BRE1A）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ヒストンH2Bのユビキチン化およびクロマチン制御の研究に適しています。 - Q5VTR2

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RNF20 Rabbit pAb
備考/別名	BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56254
免疫原	ヒトRNF20（NP_062538.5）のアミノ酸1-260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5VTR2
タンパク質分子量	114kDa
発送	保冷剤