

Wb、Elisa用 Robo4 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Wz75

商品番号: CM0024947

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みのROBO4ウサギポリクローナル抗体。ヒトROBO4に反応し、免疫原はアミノ酸848-1007に相当します。内皮細胞で発現し、血管新生および血管パターン形成に関与しています。血管生物学および内皮バリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ROBO4 Rabbit pAb
備考/エイリアス	MRB; AOVD3; ECSM4; ROBO4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54538
免疫原	ヒトROBO4 (NP_061928.4) のアミノ酸848-1007に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WZ75
タンパク質分子量	107kDa
配送	アイスバッグ