

Rock2ラビットモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O75116

商品番号: CM0007098



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのROCK2ラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのROCK2を検出します。アクチン細胞骨格、細胞極性、平滑筋収縮の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ROCK2 Rabbit mAb
備考/別名	ROCK-II; ROCK2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9475
遺伝子ID	9475
免疫原	合成ペプチド ヒトROCK2（O75116）のアミノ酸1289-1388領域内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75116
タンパク質分子量	161kDa
配送	氷袋