

Romo1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - P60602

商品番号: CM0019512

前書き

活性酸素種モジュレーター1（ROMO1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ROS産生およびがんに關与するミトコンドリア内膜タンパク質を対象としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ROMO1 Rabbit pAb
備考・別名	MTGM; MTGMP; C20orf52; bA353C18.2; ROMO1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	140823
GeneID	140823
免疫原	合成ペプチド ヒトROMO1（NP_542786.1）のアミノ酸1-79番目の配列に相当する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
対応アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60602
タンパク質分子量	8kDa
輸送方法	保冷剤