


Ror1 ウサギMab（Fc用） - Q01973

商品番号: CM0006479



前書き

フローサイトメトリー（FC）用のROR1ウサギモノクローナル抗体で、ヒトROR1（104 kDa）を標的としています。組換え免疫原を使用しており、ヒトのみと交差反応性を示します。腫瘍学および聴覚研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ROR1 ウサギmAb
別名	NTRKR1; dJ537F10.1; ROR1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4919
遺伝子ID	4919
免疫原	ヒトROR1（NP_005003.2）のアミノ酸24〜403番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01973
タンパク質分子量	104kDa
発送方法	氷袋