


Rpb3/Polr2C ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P19387

商品番号: CM0010027



前書き

ヒト RPB3/POLR2C (P19387)

を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。RNAポリメラーゼII転写機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPB3/POLR2C ウサギmAb
別名	RPB3; RPB31; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5432
遺伝子ID	5432
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19387
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	保冷剤梱包