


Wb、If/Icc、Elisa用 Rpl28 ウサギポリクローナル抗体 - P46779

商品番号: CM0015550



前書き

ヒトRPL28（60Sリボソームタンパク質L28）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。分子量は約16 kDa。リボソーム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL28 ウサギ pAb
備考/別名	L28; eL28; RPL28
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6158
GeneID	6158
免疫原	合成ペプチド ヒトRPL28（NP_000982.2）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46779
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋