


## Rpl35A ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P18077

商品番号: CM0023855



## 前書き

ヒトRPL35A（大型リボソームサブユニットタンパク質eL33）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。リボソームおよび造血研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | RPL35A Rabbit pAb                                    |
| 備考／別名      | DBA5; L35A; eL33; RPL35A                             |
| 生物種        | ヒト                                                   |
| GeneID（ヒト） | 6165                                                 |
| GeneID     | 6165                                                 |
| 免疫原        | ヒトRPL35A（NP_000987.2）のアミノ酸10-90番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性      | マウス、ラット                                              |
| SWISS      | P18077                                               |
| タンパク質分子量   | 13kDa                                                |
| 発送方法       | 保冷剤                                                  |