


Rpl7 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P18124

商品番号: CM0027478



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのRPL7ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRPL7を認識します。リボソームタンパク質の研究および翻訳装置の解析のための研究用ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL7 ウサギ pAb
備考/別名	L7; uL30; humL7-1; RPL7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6129
遺伝子ID	6129
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRPL7 (NP_000962.2) のアミノ酸1-248に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18124
タンパク質分子量	29kDa
配送方法	アイスバッグ