


## Rps20 ウサギ Pab (Wb、If/Icc、Elisa用) - P60866

商品番号: CM0013497



### 前書き

#### RPS20 ウサギ

pAbは、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるRPS20の検出のためにWB、IF/ICC、ELISAで検証されたポリクローナル抗体です。リボソームタンパク質研究の信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

| 仕様          | 詳細                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | RPS20 ウサギ pAb                                                  |
| 備考/別名       | S20; uS10; RPS20                                               |
| 種           | ヒト                                                             |
| GeneID (ヒト) | 6224                                                           |
| GeneID      | 6224                                                           |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトRPS20 (NP_001014.1) のアミノ酸1-119に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                            |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                      |
| 適用          | WB、IF/ICC、ELISA                                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                     |
| SWISS       | P60866                                                         |
| タンパク質分子量    | 13kDa                                                          |
| 発送          | 保冷バッグ                                                          |