


ウェスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 Rps3A ウサギ Pab - P61247

商品番号: CM0025474



前書き

RPS3A (40Sリボソームタンパク質S3a) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。リボソーム生合成およびタンパク質合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS3A ウサギ pAb
備考/別名	S3A; eS1; FTEI; MFTL; RPS3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6189
GeneID	6189
免疫原	ヒトRPS3A (NP_000997.1) のアミノ酸1-264に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61247
タンパク質分子量	30kDa
輸送	保冷バッグ