


Rrp9 ウサギ Pab Wb、Elisa用 - O43818

商品番号: CM0019146



前書き

RRP9 ウサギポリクローナル抗体 (O43818) はウエスタンブロットおよびELISA用途に対応しています。プレrRNAプロセッシングに関与するU3 snoRNP結合タンパク質であるヒトおよびマウスRRP9を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RRP9 ウサギ pAb
別名	U3-55K; RNU3IP2; RRP9
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9136
GeneID	9136
免疫原	ヒト RRP9 (NP_004695.1) のアミノ酸156〜475に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O43818
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	保冷剤