

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用Runx1ウサギポリクローナル抗体 - Q01196

商品番号: CM0022283



前書き

WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでバリデーションされたRUNX1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRUNX1に反応し、造血および白血病の研究に不可欠な転写因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RUNX1 Rabbit pAb
備考/別名	AML1; CBF2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	861
免疫原	合成ペプチド (ヒトRUNX1のアミノ酸171-260)
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01196
タンパク質分子量	49 kDa
配送	氷袋