

Wb、Elisa用Runx1/2/3ウサギモノクローナル抗体 - Q01196 / Q13761 / Q13950

商品番号: CM0009100



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISA用RUNX1/2/3ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのRUNX1/2/3を認識します。造血およびT細胞の発生に不可欠です。がん研究および診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RUNX1/2/3ウサギmAb
備考／別名	AML1; AML1-EV1-1; AMLCR1; CBF2alpha; CBFA2; EV1-1; PEBP2aB; PEBP2alpha; RUNX1/2/3
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	861/864/860
遺伝子ID	861/864/860
免疫原	合成ペプチド ヒトRUNX1/2/3（NP_001001890.1）のアミノ酸354～453内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q01196/Q13761/Q13950
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ