


S100A10 ウサギ Pab - P60903

商品番号: CM0018891



前書き

S100A10ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラット、サルはS100A10を認識します。リン酸化シグナル伝達およびカルシウム結合タンパク質研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A10 ウサギ pAb
備考/別名	42C, P11, p10, GP11, ANX2L, CAL1L, CLP11, Ca[1], ANX2LG, S100A10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6281
免疫原	ヒトS100A10 (NP_002957.1) のアミノ酸1-97に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	P60903
タンパク質重量	11kDa
配送	保冷バッグ